

RĘCZNA PRASA HYDRAULICZNA MP 250

Cechy urządzenia:

- Siła nacisku do 25 t (opcja do 30 t).
- Solidna konstrukcja składająca się w większości ze stali nierdzewnej oraz wysokiej jakości aluminium.
- Przyssawki w spodzie prasy zabezpieczające przed przesuwaniem urządzenia podczas pracy.
- Urządzenie nastołowe z zamkniętą komorą, wyposażoną w wyłącznik krańcowy za przednimi drzwiami komory.
- Model MP250D wyposażony w cyfrowy wyświetlacz ciśnienia z odczytem 0,01 tony.
- Pokrętko w bocznej ścianie prasy umożliwiające kontrolę ciśnienia podczas opuszczania tłoka.
- Możliwość podłączenia pompy odsysającej powietrze z materiału poprzez otwór w bocznej ścianie osłony.

Zastosowanie:

- Przygotowanie precyzyjnej oraz reprezentatywnej tabletki o średnicy :
 - 13 mm do analiz spektrometrycznych w podczerwieni
 - 32 mm dla analiz XRF
 - 40 mm dla analiz XRF
 - dostępne również akcesoria umożliwiające wykonanie tabletek o innych średnicach: 3, 5, 6, 8, 10, 16, 20, 25, 35 mm.



Gwarancja: 12 miesięcy
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjne: Atest

Dane techniczne:	MP250	MP250 D
Max siła nacisku [T]	do 25	do 25
Zalecana średnica matryc [mm]	13 do 50	13 do 50
Wymiary (wys. min/max x s. x g.) [mm]	497/609x370x300	497/609x370x300
Min/max prześwitu [mm] (dla matrycy)	73/185	73/185
Wyświetlacz / rozdzielczość	analogowy / 0,5	cyfrowy / 0,01
Średnica śruby dociskowej [mm]	45	45
Max przesunięcie śruby dociskowej [mm]	124	124
Średnica tłoka / max podniesienie [mm]	105 / 25	105 / 25
Waga netto [kg]	49,5	49
Zasilanie	-	Zasilacz, 12V

Dostępne matryce:

Nr kat.	Opis	Max nacisk
C10-54KB300M-H	Zestaw akcesoriów do wytworzenia tabletki 3 mm z płytkami prasowania z utwardzonego metalu	1,5 t
C10-54KB500M-H	Zestaw akcesoriów do wytworzenia tabletki 5 mm z płytkami prasowania z utwardzonego metalu	4 t
C10-54KB600	Zestaw akcesoriów do wytworzenia tabletki 6 mm	2 t
C10-54KB800M-H	Zestaw akcesoriów do wytworzenia tabletki 8 mm z płytkami prasowania z utwardzonego metalu	6 t
C10-54KB1000	Zestaw akcesoriów do wytworzenia tabletki 10 mm	7 t
C10-54KB1300	Zestaw akcesoriów do wytworzenia tabletki 13 mm w drewnianej skrzynce	10 t
C10-54KB1300M-H	Zestaw akcesoriów do wytworzenia tabletki 13 mm z płytkami prasowania z utwardzonego metalu w drewnianej skrzynce	14 t
C10-54KB1600	Zestaw akcesoriów do wytworzenia tabletki 16 mm	20 t
C10-54KBX200	Zestaw akcesoriów do wytworzenia tabletki 20 mm	24 t
C10-54KBX250	Zestaw akcesoriów do wytworzenia tabletki 25 mm	30 t
C10-54KBX32M	Zestaw akcesoriów do wytworzenia tabletki 32 mm	30 t
C10-54KBX32M-H	Zestaw akcesoriów do wytworzenia tabletki 32 mm z płytkami prasowania z utwardzonego metalu	33 t
C10-54KBX350	Zestaw akcesoriów do wytworzenia tabletki 35 mm	30 t
C10-54KBX40M	Zestaw akcesoriów do wytworzenia tabletki 40 mm	40 t
C10-54KBX40M-H	Zestaw akcesoriów do wytworzenia tabletki 40 mm z płytkami prasowania z utwardzonego metalu	44 t
C10-54KB3240M	Zestaw akcesoriów do wytworzenia tabletek 32 mm oraz 40 mm	30/40 t
C10-54KBX502M	Zestaw akcesoriów do wytworzenia tabletki 50 mm (max. ciśnienie 40t) - prasa MP	40 t
C10-54M-AF45	Zestaw akcesoriów do odciskania orzechów, nasion, mięsa ect., średnica tabletki 45 mm z materiał : Polyacryl	

Pozostałe akcesoria:

Nr kat.	Zdjęcie poglądowe	Opis
C10-SO-PFL32		Mikrofilm 12 µm PP - 32 mm - 500ct./opak.
C10-SO-PF40		Mikrofilm 12 µm PP - 40 mm - 500ct./opak.
C10-SO-T40		Miseczki aluminiowe o skośnych ścianach 39,8 x 9,5mm - 600 szt.
C10-SO-FL032		Narzędzie do napełniania matrycy 32 mm
C10-SO-FL040		Narzędzie do napełniania matrycy 40 mm

Pozostałe akcesoria c.d.:

Nr kat.	Zdjęcie pogładowe	Opis
C10-SO-T32		Miseczki aluminiowe o skośnych ścianach 31,8 x 9mm - 1000 szt.
C10-SO-T40		Miseczki aluminiowe o skośnych ścianach 39,8 x 9,5mm - 600 szt.
C10-SO-T35		Miseczki aluminiowe o skośnych ścianach 35 x 8mm - 1000 szt.
C10-SO-S32		Miseczki aluminiowe 30 x 8 mm - 1000 szt.
C10-SO-S33		Miseczki aluminiowe 33 x 8 mm - 1000 szt.
C10-SO-S40		Miseczki aluminiowe 38,5 x 9,5 mm - 600 szt.
C10-SO-S40H		Miseczki aluminiowe 39,8 x 7,5 mm - 600 szt.
C10-SO-press002		Tabletki celulozowe – 800 g
C10-SO-press00325		Tabletki celulozowe 250 mg - 500 tabletek
C10-SO-press002		Tabletki celulozowe 330 mg - 500 tabletek
C10-SO-FL001		Kwas borowy - proszek 1,5 kg
C10-SO-FL00125		Kwas borowy - tabletki 250 mg - 1000 szt.
C10-SO-FL00150		Kwas borowy - tabletki 500 mg - 1000 szt.
C10-SO-FL00111		Proszek FreeBORE (do zastąpienia kwasu borowego) – 800 g
C10-54VP2000		Minipompa próżniowa do przygotowywania tabletek w podciśnieniu, Przepływ (l / min) * 6 Podciśnienie (mbar abs.) 100 Ciśnienie robocze (bar) 2,4 Przyłącze węża (mm) ID 4 Dopuszczalna temperatura otoczenia. +5 ... + 40 ° C Zasilanie 230V / 50Hz Stopień ochrony silnika IP 20 Moc silnika P1 60 W Pobór prądu 0,6 A Ciężar 1,9 kg Wymiary dł./ wys./ szer.(mm) 164/141/90