

## ULTRATERMOSTATY SERII SUTE Z WYTRZĄSIANIEM

### Wyposażenie standardowe:

- Pokrywa nierdzewna dwuspadowa z uchwytem
- Kosz wytrząsarki
- Spust roztworu
- Przewód zasilający
- Instrukcja w j. polskim

### Cechy urządzenia:

- Urządzenie przeznaczone do obróbki termicznej w kąpeli roztworu glikolu w zakresie temp.  $-10^{\circ}\text{C} \div +99,9^{\circ}\text{C}$
- Utrzymanie temperatury w łaźni z dokładnością  $0,2^{\circ}\text{C}$
- Elektroniczny regulator z wyświetlaczem LED
- Element wytrząsający z płynną regulacją obrotów od 10 do 200 obr./min
- Zegar z nastawą od 1 do 999 min z sygnalizacją zakończenia odliczania czasu
- Pływakowa sygnalizacja niskiego poziomu medium grzewczego
- Sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury
- Wanna i obudowa wykonane w całości ze stali nierdzewnej INOX
- Wysokiej jakości system chłodzenia agregatowego, który charakteryzuje się cichą pracą oraz wysoką wydajnością układu chłodzenia



Dane techniczne :	SUTE 14	SUTE 20
Pojemność wanny	14 l	20 l
Materiał wanny	stal nierdzewna	
Wymiary użytkowe wanny (sxdxw)	280x390x180 mm	280x490x180 mm
Wymiary zewnętrzne (sxdxw)	350x580x630 mm	350x680x630 mm
Rozdzielczość regulatora	0,1	
Zakres temperatury	od $-10^{\circ}\text{C}$ do $99,9^{\circ}\text{C}$ dla glikolu	
Regulacja wytrząsania	od 10 do 200 rpm	
Amplituda przesuwu	20 mm	
Stabilność temperatury	$\pm 0,2^{\circ}\text{C}$	
Zakres nastawy czasu	1÷999 min.	
Zasilanie	203 V/ 50 Hz	
Zastosowany gaz w układzie chłodzenia	R134a	
Wydajność układu chłodzenia	269 Wat/w $0^{\circ}\text{C}$	

**Wyposażenie dodatkowe:**

Nazwa	Zastosowanie w modelach	Nr katalogowy
Platforma na uchwyty do kolb	SUTE-14	G09-09066
Platforma na uchwyty do kolb	SUTE-20	G09-09067
Uchwyty do kolb o pojemności 10 ml	SUTE 14/20	G09-09047
Uchwyty do kolb o pojemności 25 ml	SUTE 14/20	G09-09048
Uchwyty do kolb o pojemności 50 ml	SUTE 14/20	G09-09049
Uchwyty do kolb o pojemności 100 ml	SUTE 14/20	G09-09056
Uchwyty do kolb o pojemności 200 ml	SUTE 14/20	G09-09057
Uchwyty do kolb o pojemności 250 ml	SUTE 14/20	G09-09058
Uchwyty do kolb o pojemności 300 ml	SUTE 14/20	G09-09059
Uchwyty do kolb o pojemności 500 ml	SUTE 14/20	G09-09064
Uchwyty do kolb o pojemności 1000 ml	SUTE 14/20	G09-09065
Zewnętrzny obieg o wydajności 20 l/min	SUTE 14/20	G09-09402

Ilość uchwytów do kolb w modelach:

Rodzaj uchwytu kolb	Ilość uchwytów w SUTE-14	Ilość uchwytów w SUTE-20
Uchwyty do kolb o pojemności 100 ml	5	8
Uchwyty do kolb o pojemności 200 ml, 250 ml, 300 ml	4	6
Uchwyty do kolb o pojemności 500 ml	1	3
Uchwyty do kolb o pojemności 1000 ml	1	2

