

DOZOWNIKI CERAMUS & CERAMUS CLASSICS

Wyposażenie Ceramus®

- Dozownik Ceramus® z gwintem wewnętrznym A 45
- Trzy adaptory do butli, typ gwintu: A32, A38 i S40
- Rurka ssąca, rurka recyrkulacyjna, klucz do montażu, certyfikat jakości
- Instrukcja w języku polskim

Wyposażenie Ceramus® Classic

- Dozownik Ceramus® Classic z gwintem wewnętrznym A 32
- Trzy adaptory do butli, typ gwintu: A28, S40 i A45
- Rurka ssąca, klucz do montażu, certyfikat jakości
- Instrukcja w języku polskim

Cechy urządzeń:

- Skokowy mechanizm ustawiania objętości, eliminujący przypadkową zmianę ustawienia.
- Pełny, ceramiczny tłok wykonany z czystego (99,7%) Al_2O_3 .
- Cylinder wykonany ze szkła DURAN®.
- Urządzenia odporne chemicznie i mechanicznie, pracujące lekko i płynnie.
- Możliwość sterylizacji bez demontażu w 121°C / 2 bar
- Dozatory Ceramus® posiadają układ recyrkulacji roztworu przy odpowietrzaniu.
- Dozatory zgodne z ISO9000 (każde urządzenie jest indywidualnie testowane przez producenta)



Dane techniczne	
Nastawa objętości	Precyzyjny, skokowy mechanizm nastawy żądanej objętości (w przypadku urządzeń nastawnych), rozdzielczość nastawy zależna od modelu
Dokładność/Powtarzalność	(R) od 0,6% / (CV) 0,2%
Tłok	Pełny, ceramiczny tłok wykonany z czystego (99,7%) Al_2O_3 (EM dozownik PP - szkło DURAN®)
Cylinder	Szkło DURAN®, (dozownik HF: ceramika)
Zawory	Kule i gniazda zaworów wykonane ze szkła borokrzemowego (dozownik HF: ceramika), sprężyny zaworów wykonane ze stopu Hastelloy'a (dozownik HF: platynoiryd).
Części z tworzyw sztucznych	Wszystkie części, które wchodzi w kontakt z medium, wykonane są z bardzo odpornych fluoroplastików. Obudowa zaworu wykonana z ECTFE, wężyki i rurki FEP (EM dozownik PP – polipropylen)
Certyfikaty jakości	Każde urządzenie jest testowane indywidualnie, certyfikowane i posiada unikalny numer

Dane z numerami katalogowymi					
Nazwa	Objętość [ml]	Skok [ml]	Dokładność [R%]	Powtarzalność [CV%]	Nr kat. ceramus® / ceramus®classic
ceramus® / ceramus®classic	0,2 ÷ 1,0	0,05	0,6	0,2	K02-9312000 / K02-9310000
ceramus® / ceramus®classic	0,4 ÷ 2,0	0,05	0,6	0,2	K02-9322000 / K02-9320000
ceramus® / ceramus®classic	1,0 ÷ 5,0	0,10	0,6	0,2	K02-9332000 / K02-9330000
ceramus® / ceramus®classic	2,0 ÷ 10,0	0,25	0,6	0,2	K02-9342000 / K02-9340000
ceramus® / ceramus®classic	5,0 ÷ 30,0	0,50	0,6	0,2	K02-9352000 / K02-9350000
ceramus® / ceramus®classic	10,0 ÷ 60,0	1,00	0,6	0,2	K02-9362000 / K02-9360000
ceramus® / ceramus®classic	1 ml - stała	-	0,6	0,2	K02-9312100 / K02-9311100
ceramus® / ceramus®classic	2 ml - stała	-	0,6	0,2	K02-9322100 / K02-9321100
ceramus® / ceramus®classic	5 ml - stała	-	0,6	0,2	K02-9332100 / K02-9331100
ceramus® / ceramus®classic	10 ml - stała	-	0,6	0,2	K02-9342100 / K02-9341100
ceramus® / ceramus®classic	25 ml - stała	-	0,6	0,2	K02-9352100 / K02-9351100
ceramus® / ceramus®classic	50 ml - stała	-	0,6	0,2	K02-9362100 / K02-9361100
ceramus®HF	2,0 ÷ 10,0	0,25	0,6	0,2	K02-9342300
EM dozownik PP	2,0 ÷ 10,0	0,25	0,6	0,2	K02-9340200
EM dozownik PP	10,0 ÷ 60,0	1,00	0,6	0,2	K02-9360200