

## TERMOSTATY serii T

### Wyposażenie:

- Wanna transparentna poliwęglanowa łaźnie T...P lub wanna nierdzewna – łaźnie T...N
- Pokrywa ze stali nierdzewnej z uchwytem pałkowym
- Instrukcja w j. polskim

### Cechy urządzenia:

- Dostępne w wersjach:
  - 5 l, 8 l, 19 l o głębokości wanny 150 mm,
  - 7 l, 10 l, 25 l o głębokości wanny 200 mm,
- Zakres pracy +5°C powyżej temp. otoczenia do 99,9°C
- Elektroniczny regulator temperatury z wyświetlaczem LED
- Utrzymanie temperatury w łaźni z dokładnością 0,2°C
- Minutnik nastawiany w zakresie od 1 do 999 min., z sygnalizacją zakończenia odliczania czasu
- Sygnalizacja zbyt niskiego poziomu wody
- Sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury



**Gwarancja: 24 miesiące**

Dane techniczne :		T 105N	T 108N	T119N	T 207N	T 210N	T 225N
Pojemność wanny [l]		5	8	19	7	10	25
Materiał wanny		stal nierdzewna					
Wymiary zewnętrzne	Szerokość [mm]	180	330	330	180	330	330
	Długość [mm]	330	270	535	330	270	535
	Wysokość [mm]	340	340	340	390	390	390
Głębokość [mm]		150			200		
Rozdzielczość regulatora		0,1					
Zakres temperatury		+5°C powyżej temp. otoczenia do 99,9 °C					
Stabilność temperatury		± 0,2°C					
Minutnik		1÷999 min.					

Dane techniczne :		T 105P	T 108P	T119P	T 207P	T 210P	T 225P
Pojemność wanny [l]		5	8	19	7	10	25
Materiał wanny		transparentny, poliwęglan					
Wymiary zewnętrzne	Szerokość [mm]	176	325	325	176	325	325
	Długość [mm]	325	265	530	325	265	530
	Wysokość [mm]	310	310	310	360	360	360
Głębokość [mm]		150			200		
Rozdzielczość regulatora		0,1					
Zakres temperatury		+5°C powyżej temp. otoczenia do 99,9 °C					
Stabilność temperatury		± 0,2°C					
Minutnik		1÷999 min.					

#### Wyposażenie dodatkowe:

- System zewnętrznego obiegu – nr kat.: G09-09402
- Chłodnica do wody wodociągowej - nr kat. G09-09401
- Platformy z regulacją zanurzenia do mocowania kolb:

TYP	Liczba kolb na platforme	Zastosowanie w modelach	Nr katalogowy	Maksymalna ilość w modelu
P 10	2 x 250 ml	DT/T 105, 207	G06-09301	1
P 20	3 x 250 ml lub 2 x 500 ml	DT/T 108, 210	G06-09302	1
P 30	3 x 250 ml lub 2 x 500 ml	DT/T 119, 225	G06-09303	2 (jednocześnie)

- Statywy na próbki do termostatów

TYP	Średnica otworów [mm]	Liczba otworów	Zastosowanie w modelach	Nr katalogowy	Maksymalna ilość w modelu
ST 12/1	12	12	DT/T 105, 207	G06-09201	3
ST 12/2	12	20	DT/T 108, 210	G06-09202	3
ST 12/3	12	26	DT/T 119, 225	G06-09203	6
ST 18/1	18	10	DT/T 105, 207	G06-09211	2
ST 18/2	18	16	DT/T 108, 210	G06-09212	2
ST 18/3	18	22	DT/T 119, 225	G06-09213	5
ST 25/1	25	6	DT/T 105, 207	G06-09221	2
ST 25/2	25	10	DT/T 108, 210	G06-09222	2
ST 25/3	25	14	DT/T 119, 225	G06-09223	4
ST 30/1	30	3	DT/T 105, 207	G06-09231	3
ST 30/2	30	5	DT/T 108, 210	G06-09232	3
ST 30/3	30	6	DT/T 119, 225	G06-09233	6