

SZCZYPCE I PĘSETY z nakładkami lub końcówkami wykonanymi z platyny/irydu 93/7 platyny /złota 95/5 czystej platyny

Proponujemy szereg akcesoriów umożliwiających fachową obsługę tygli i naczyń w laboratorium, takich jak szczypce ze stali chromowo-niklowej o różnych długościach z platynowymi nakładkami lub litymi końcówkami z platyny. Oferujemy szczypce w specjalnym wykonaniu gdzie platynowe nakładki szczypiec sięgają do obrotowego przegubu narzędzia.



Szczypce ze stali chromowo-niklowej

z nakładkami lub końcówkami wykonanymi z: stopów platyna/ iryd 97/3; platyna/złoto 95/5 lub czystej platyny

Długość całkowita mm	Waga nakładek ok. g	Wykonanie	Nr kat.
200	4-5	z nakładkami z Pt	O15-S200
250	4-5	z nakładkami z Pt	O15-S250
300	4-5	z nakładkami z Pt	O15-S300
400	7-8	z nakładkami z Pt	O15-S400
500	7-8	z nakładkami z Pt	O15-S500
600	9-10	z nakładkami z Pt	O15-S600
200	10-12	z końcówkami z litej Pt	O15-M200
250	10-12	z końcówkami z litej Pt	O15-M250
300	10-12	z końcówkami z litej Pt	O15-M300
400	24-25	z końcówkami z litej Pt	O15-M400
500	30-35	z końcówkami z litej Pt	O15-M500
600	30-35	z końcówkami z litej Pt	O15-M600

Specjalna konstrukcja:

na życzenie klienta wykonujemy szczypce z nakładkami z Pt sięgającymi do obrotowego przegubu szczypiec.

Grubość materiału nakładek: 0,20 - 0,25 mm.

Pęseta ze stali chromowo-niklowej

z nakładkami lub końcówkami wykonanymi z: stopu platyna/ iryd 97/3; platyna/złoto 95/5 lub czystej platyny

Długość całkowita mm	Waga nakładek ok. g	Wykonanie	Nr kat.
145	2	z nakładkami z Pt	O15-S145
145	4	z końcówkami z litej Pt	O15-M145

W naszej ofercie znajdują się również:

- Tygle na indywidualne zamówienie.
- Łódeczki z uchwytem lub bez