

PRÓBOBIORNIKI PowderTief

Opis narzędzia:


PowderThief to najlepiej sprzedający się próbobiornik do proszków. Konstrukcja próbobiornika została stworzona ponad 20 lat temu i jest uznawana za najlepsze rozwiązanie do pobierania próbek proszku. Stosowany w różnych gałęziach przemysłu między innymi: farmaceutycznym, chemicznym i spożywczym.

Zalety:

- Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej 316L
- Szeroki zakres pojemności pobieranych próbek (od 0,25 do 50 ml)
- Różne długości próbniaka (300 mm do 2000 mm)
- Prosty w użyciu
- **Inne próbobiorniki (krótkie lub bardzo długie) dostępne są na zapytanie.**

Obsługa próbobiornika PowerTief:

1. Włóż próbnik do produktu, upewnij się, że zbiornik na próbkę znajduje się wewnątrz korpusu.
2. Na wymaganej głębokości podciągnij uchwyt, aby odsonić zbiornik. Proszek wptynie do zbiornika.
3. Odpuść korpus aby zamknąć zbiornik z próbką.
4. Usuń próbobiornik z pojemnika z próbą.
5. Unieś korpus aby opróżnić próbobiornik.



Dane techniczne:

KORPUS PRÓBOBIORNIKA			
Model	Długość całkowita	Średnica korpusu	Waga
1030A-300	370 mm	12,5 mm	350 g
1030A-600	665 mm	12,5 mm	540 g
1030A-1000	1065 mm	12,5 mm	795 g
1030A-1500	1565 mm	12,5 mm	1020 g
1030A-2000	2065 mm	12,5 mm	1485 g
1030B-600	680 mm	19 mm	1075 g
1030B-1000	1080 mm	19 mm	1580 g
1030B-1500	1580 mm	19 mm	2080 g
1030B-2000	2080 mm	19 mm	2620 g
1030C-600	680 mm	25 mm	1250 g
1030C-1000	1080 mm	25 mm	1780 g
1030C-1500	1580 mm	25 mm	2510 g
1030D-600	680 mm	32 mm	1600 g
1030D-1000	1080 mm	32 mm	2300 g
1030D-1500	1580 mm	32 mm	3200 g
1030D-2000	2080 mm	32 mm	4000 g

GŁOWICA PRÓBOBIORNIK ZE ZBIORNIKIEM głowica dopasowana jest do średnicy korpusu (inne dostępne na zapytanie)			
Model	Max ilość próby	Głowica dla korpusu o średnicy	Waga
1030AT-025	0,25 ml	9 mm	18 g
1030AT-050	0,50 ml	9 mm	19 g
1030AT-075	0,75 ml	9 mm	20 g
1030AT-100	1,00 ml	9 mm	24 g
1030AT-150	1,50 ml	9 mm	26 g
1030AT-200	2,00 ml	9 mm	31 g
1030BT-2	2 ml	15 mm	190 g
1030BT-3	3 ml	15 mm	180 g
1030BT-5	5 ml	15 mm	168 g
1030BT-8	8 ml	15 mm	150g
1030BT-10	10 ml	15 mm	128 g
1030CT-10	10 ml	21,5 mm	299 g
1030CT-20	20 ml	21,5 mm	221 g
1030CT-25	25 ml	21,5 mm	182 g
1030DT-20	20 ml	27,5 mm	486 g
1030CT-25	25 ml	27,5 mm	456 g
1030CT-50	50 ml	27,5 mm	327 g
1030CT-100	100 ml	27,5 mm	550 g

